

Horizontal-Standautoklaven

72-200 Liter Kammervolumen



Kompakte Standautoklaven

Ausführungen mit eckiger bzw. runder Sterilisationskammer. Komfortabler Klapptür mit automatischem Verschlusssystem für ein einfaches Handling.

HST-Serie	3x3x6	50/75	50/100
Nutzraum in mm	320 x 350 x 630	Ø 500 x 750	Ø 500 x 1000
Kammervolumen in Liter	72	150	200
Außenabmessung in mm	600 x 1450 x 850	800 x 1800 x 955	800 x 1800 x 1205

Auszug aus den umfangreichen Geräteoptionen:

- Durchreicheversion mit gasdichter Abtrennung (Bioseal).
- Abluffilter mit Kondensatinaktivierung, für die Sterilisation von infektiösen Gütern der Risiko-Kl. S2 und S3.
- Vakuumpumpsatz mit Wasserspareinrichtung, für einstufiges oder fraktioniertes Vorvakuum und Nachtrocknung im Vakuum.
- Transport- und Chargenwagen für das ergonomische Be- und Entladen.

