

# Labor-Vertikal-Autoklaven



Einfache Bedienung dank Touchscreen  
mit hoher Programmvariabilität

**Kurze Zykluszeiten  
bei geringem Medienverbrauch**

**Robuste und langlebige Ausführung**

Auszug aus den umfangreichen Optionen:

- Eingebauter Dampferzeuger unabhängig von der Sterilisationskammer
- Wasserschnellrückkühlung „FASTCOOLER“, innen liegender Wärmetauscher mit Umluftventilator.
- Vakuumpumpsatz für einstufig- oder fraktioniertes Vorvakuum und Trocknung im Vakuum
- Abluftfilter mit Kondensatinaktivierung, für die Sterilisation von infektiösen Gütern der Risiko-Kl. S2

LVSA-Serie	40/60	40/75	50/60	50/70
Nutzraum in mm	(Ø)400 x (H)620	(Ø)400 x (H)770	(Ø)500x (H)680	(Ø)500x (H)780
Kammervolumen in Liter	80	96	133	153
Außenabmessung in mm	(B) 550 x (T) 750		(B) 750 x (T) 900	

